

ПАСПОРТ

на ортопедический матрас для стоматологического кресла MEDISO

ТУ 562900-001-773301001–2022

Назначение: для установки на стоматологические кресла с эстетической целью и для обеспечения пациенту повышенного комфорта во время проведения длительных стоматологических процедур.

Подходит для любого типа стоматологических кресел.

Комплектность и размеры элементов:

Элемент 1: Спинка– 43см x 54,5см; сиденье – 124см x 46,5см (сужение в нижней части до 42см);

Элемент 2: Подголовник – 18см x 19см;

Элемент 3: Поясничный валик – 29см x 18,5см.

Поставляется как комплектно в составе трёх элементов, так и поэлементно.

Габариты упаковки ДхШхВ: 65см x 16см x 50см. Вес: 3,5 кг.

Обивка/чехол матраса:

«Медицинская» ткань с полиуретановым покрытием, плотностью от 250 г/м².

Высококачественная «медицинская» экокожа (Исполнение 2).

Цвет: Светло-серый, серый, темно-серый, черный, бежевый, зеленый, зеленое яблоко, морская волна, синий, фиолетовый, голубой, оранжевый, бардовый.

Наполнитель: Материал с памятью формы Memory Foam, плотностью от 40 кг/м³.

Гарантийный период: Один год с момента покупки.

Срок службы матраса: Три и более лет в зависимости от условий эксплуатации.

Завод изготовитель: ООО «МЕДИСО».

Все замечания и предложения просим направлять по электронной почте:

info@mediso.ru